

EN



**SAFE AGE**



**ADJUSTABLE  
MEDICAL CRUTCHE**





**USER MANUAL**

Please read the instructions carefully before use.

This crutch is a walking aid , please be sure to consult a physician or related medical staff before use.

Please use this product correctly to avoid accidental injuries due to improper use.

## Installation Method





**\*\*Use directly after installation and confirmation that the structure is stable.**

**It is very important that the crutch is properly adjusted. Consult a specialist if you have any doubt.**

1. Determine the height of the crutch by standing upright with your arms relaxed at your sides.
2. Adjust the crutch so that the handle is at wrist height.

### How to calculate the length of crutches:

(People with hunched backs just need to stand with their backs hunched)



Once you think you have the crutches at the right height you can do a quick test to check. Stand normally and take hold of the handgrips as you would if you were using the crutches. Now look at the angle of your elbow. Your elbow should be bent somewhere between 15 and 30 degrees.

## Cautions

- 1 Before use, first check whether all connectors are firmly connected.
- 2 Please keep the product away from heat sources to avoid deformation.
3. When installing the product, you must strictly follow the instructions.
4. If the product components are damaged, use is strictly prohibited.
5. Please use under supervision.
6. Please store in a dry place
7. In a ventilated environment without corrosive gas, away from fire sources and flammable materials.
8. Transport at room temperature, avoid rain and direct sunlight



## Garantie-informatie

Thank you very much for purchasing our products, so that you can better enjoy our high-quality products and services. Read the product instruction manual carefully or contact the salesperson.

Personnel understand the correct use and maintenance methods.

- A. If the damage is caused by normal use (not caused by human factors), the warranty period is from the date of purchase. Two year, lifetime service.
- B Any alteration by the customer will be invalid.
- C During the warranty period, if the product itself has quality problems and the damage is not caused by human factors, please

Return the product, and invoice/receipt to the dealer for free repair.

## Note

Please be sure to fully heed the following warnings before using this product.

Consult your dealer or health professional to avoid any physical injury or damage to your items.

Use it properly under the guidance of a doctor or therapist. If the limb pad is found to be worn and ineffective, please replace it in time.

Do not use on wet or slippery surfaces.

Make sure all fixing components are intact and secure.

Main material: aluminum alloy, rubber feet  
Maximum load-bearing 110KG  
Adjustment distance: 84-94CM

The following situations are not within the scope of free repair.

Our company has the right not to provide refunds, exchanges or free repairs.

Warranty service, but repair service can be provided (only the cost of replacement parts will be charged).

- Failure or damage caused by failure to install according to the instructions or improper use.
- The product is disassembled or repaired by unauthorized personnel of our company, resulting in failure or damage.
- Failure or damage caused by force majeure or human behavior.
- Other failures or damages caused by problems with materials or manufacturing other than the product itself.
- Consumable parts in product components are subject to normal wear and tear. Such as foot pads/foam armrests/foam grips

Please keep related purchase receipts properly.




**SAFE AGE**

CE



NL

**SAFE AGE**



**VERSTELBARE  
MEDISCHE KRUK**

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Lees de instructies alstublieft zorgvuldig voordat u het gebruikt.

Deze kruk is een loophulpmiddel, raadpleeg voor gebruik alstublieft een arts of ander medisch personeel.

Gebruik dit product alstublieft correct om ongelukken als gevolg van onjuist gebruik te voorkomen.


## Installatiemethode

1




Draai het slot om de bovenste en onderste delen te verbinden.

2




Pas de krukken aan op een geschikte hoogte.

3



Draaivergrendeling.

4



Je bent klaar.



Juiste greep



Onjuiste greep



**\*\*Gebruik direct na installatie en bevestiging dat de structuur stabiel is.**

**Het is zeer belangrijk dat de kruk correct is afgesteld.  
Raadpleeg een specialist als u twijfelt.**

1. Bepaal de hoogte van de kruk door rechtop te staan met uw armen ontspannen langs uw zij.
2. Stel de kruk zo af dat het handvat zich op polshoogte bevindt.

**Hoe de lengte van krukken te berekenen:**

Mensen met kromme ruggen hoeven alleen maar rechtop te staan met hun ruggen gekromd.



Als je denkt dat de krukken op de juiste hoogte staan, kun je een snelle test doen om te controleren. Sta normaal en pak de handgrepen vast zoals je zou doen als je de krukken zou gebruiken. Kijk nu naar de hoek van je elleboog. Je elleboog moet ergens tussen de 15 en 30 graden gebogen zijn.



## Voorzichtigheid

1. Controleer voor gebruik eerst of alle verbindingen stevig zijn aangesloten.
2. Houd het product uit de buurt van warmtebronnen om vervorming te voorkomen.
3. Bij het installeren van het product moet u strikt de instructies volgen.
4. Gebruik is ten strengste verboden als de productonderdelen beschadigd zijn.
5. Gebruik onder toezicht.
6. Bewaar op een droge plaats.
7. In een geventileerde omgeving zonder corrosieve gassen, uit de buurt van vuurbronnen en brandbare materialen.
8. Vervoer bij kamertemperatuur, vermijd regen en direct zonlicht.

## Opmerking

Wees er zeker van dat u de volgende waarschuwingen volledig in acht neemt voordat u dit product gebruikt. Raadpleeg uw dealer of zorgprofessional om elk lichamelijk letsel of schade aan uw spullen te vermijden. Gebruik het op de juiste manier onder begeleiding van een arts of therapeut. Als de kussen voor ledematen versleten en ineffectief blijken te zijn, vervang deze dan tijdig. Gebruik niet op natte of gladde oppervlakken. Zorg ervoor dat alle bevestigingsonderdelen intact en stevig zijn. Hoofdmateriaal: aluminiumlegering, rubberen voetjes  
Maximaal draagvermogen 110 kg  
Aanpassingsafstand: 84-94 cm



## Warranty Information

Bedankt voor het kopen van onze producten, zodat u beter kunt genieten van onze hoogwaardige producten en diensten. Lees de productinstructies zorgvuldig door of neem contact op met de verkoper.

Personeel begrijpt de juiste gebruik- en onderhoudsmethoden.

- A. Indien de schade wordt veroorzaakt door normaal gebruik (niet door menselijke factoren), is de garantieperiode vanaf de datum van aankoop twee jaar, met levenslange service.
- B. Eventuele wijzigingen door de klant zullen ongeldig zijn.
- C. Gedurende de garantieperiode, indien het product zelf kwaliteitsproblemen heeft en de schade niet wordt veroorzaakt door menselijke factoren, gelieve het product samen met de factuur/ontvangstbewijs terug te sturen naar de dealer voor gratis reparatie.

De volgende situaties vallen niet onder de gratis reparatie:

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om geen terugbetalingen, omruilingen of gratis reparaties te bieden, maar reparatiediensten kunnen worden verleend (alleen de kosten van vervangingsonderdelen worden in rekening gebracht).

- Storingen of schade veroorzaakt door het niet volgen van de instructies bij installatie of onjuist gebruik.
- Het product wordt gedemonteerd of gerepareerd door onbevoegd personeel van ons bedrijf, wat leidt tot storingen of schade.
- Storingen of schade veroorzaakt door overmacht of menselijk gedrag.
- Andere storingen of schade veroorzaakt door problemen met materialen of fabricage anders dan het product zelf.
- Verbruiksartikelen in productonderdelen zijn onderhevig aan normale slijtage, zoals voetkussens/foam armleuningen/-foam handgrepen.

Bewaar alstublieft de bijbehorende aankoopbewijzen goed.



**SAFE AGE**

CE



DE

**SAFE AGE**



**VERSTELLBARE  
MEDIZINISCHE GEHHILFE**

**BENUTZERHANDBUCH**

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig,  
bevor Sie das Produkt verwenden.

Diese Gehhilfe ist eine Gehhilfe, bitte konsultieren Sie vor der Verwendung einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt korrekt, um Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden.


## Installationsmethode

1




Drehen Sie das Schloss, um die oberen und unteren Abschnitte zu verbinden.

2




Stellen Sie die Gehhilfen auf eine geeignete Höhe ein und entfernen Sie die Kugellager.

3



Drehriegel, installiert

4



Du bist fertig.



Richtiger Griff



Falscher Griff



**\*\*Verwenden Sie direkt nach der Installation und Bestätigung, dass die Struktur stabil ist.**

**Es ist sehr wichtig, dass die Gehhilfe richtig eingestellt ist. Konsultieren Sie einen Spezialisten, wenn Sie Zweifel haben.**

1. Bestimmen Sie die Höhe der Gehhilfe, indem Sie aufrecht stehen und Ihre Arme entspannt an den Seiten hängen lassen.
2. Stellen Sie die Gehhilfe so ein, dass der Griff auf Handgelenkhöhe ist.

### Wie man die Länge von Gehhilfen berechnet:

Personen mit gebeugten Rücken müssen sich nur mit gebeugtem Rücken hinstellen.



Sobald Sie glauben, dass die Gehhilfen die richtige Höhe haben, können Sie einen schnellen Test machen, um zu überprüfen. Stehen Sie normal und halten Sie die Handgriffe so, als ob Sie die Gehhilfen benutzen würden. Schauen Sie jetzt auf den Winkel Ihres Ellbogens. Ihr Ellbogen sollte irgendwo zwischen 15 und 30 Grad gebeugt sein.

## Vorsicht

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung zuerst, ob alle Verbindungen fest verbunden sind.
2. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen fern, um Verformungen zu vermeiden.
3. Bei der Installation des Produkts müssen Sie streng den Anweisungen folgen.
4. Die Verwendung ist strengstens untersagt, wenn die Produktkomponenten beschädigt sind.
5. Bitte unter Aufsicht verwenden.
6. Bitte an einem trockenen Ort aufbewahren.
7. In einer belüfteten Umgebung ohne korrosive Gase, fern von Feuerquellen und brennbaren Materialien.
8. Transportieren Sie bei Raumtemperatur, vermeiden Sie Regen und direkte Sonneneinstrahlung.



## Garantieinformationen

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte, damit Sie unsere hochwertigen Produkte und Dienstleistungen besser genießen können. Lesen Sie bitte die Produktanleitung sorgfältig durch oder kontaktieren Sie den Verkäufer.

Das Personal versteht die korrekten Anwendungs- und Wartungsmethoden.

- A. Wenn der Schaden durch normalen Gebrauch (nicht durch menschliche Faktoren) verursacht wird, beträgt die Garantiezeit ab Kaufdatum zwei Jahre, mit lebenslangem Service.
- B. Jede Änderung durch den Kunden wird ungültig.
- C. Während der Garantiezeit, wenn das Produkt selbst Qualitätsprobleme aufweist und der Schaden nicht durch menschliche Faktoren verursacht wurde, senden Sie bitte das Produkt zusammen mit der Rechnung/Quittung an den Händler zurück, um es kostenlos reparieren zu lassen.

## Hinweis

Bitte achten Sie darauf, die folgenden Warnhinweise vollständig zu beachten, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Konsultieren Sie Ihren Händler oder Gesundheitsfachmann, um Verletzungen oder Schäden an Ihren Gegenständen zu vermeiden.

Verwenden Sie es ordnungsgemäß unter Anleitung eines Arztes oder Therapeuten.

Wenn die Gliedmaßenpolster abgenutzt und unwirksam sind, ersetzen Sie sie bitte rechtzeitig. Nicht auf nassen oder rutschigen Oberflächen verwenden.

Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungskomponenten intakt und sicher sind.

Hauptmaterial: Aluminiumlegierung, Gummifüße  
Maximale Traglast 110 kg  
Verstellabstand: 84-94 cm

Die folgenden Situationen fallen nicht unter den kostenlosen Reparaturservice.

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, keine Rückerstattungen, Umtausch oder kostenlose Reparaturen anzubieten. Garantieservice, aber Reparaturservice kann angeboten werden (nur die Kosten für Ersatzteile werden berechnet).

- Ausfall oder Schäden, die durch Nichtbeachten der Anweisungen bei der Installation oder unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Das Produkt wird von unbefugtem Personal unseres Unternehmens zerlegt oder repariert, was zu Ausfällen oder Schäden führt.
- Ausfall oder Schäden, die durch höhere Gewalt oder menschliches Verhalten verursacht wurden.
- Andere Ausfälle oder Schäden, die durch Probleme mit Materialien oder Fertigung außerhalb des Produkts selbst verursacht wurden.
- Verbrauchsmaterialien in Produktkomponenten unterliegen normalem Verschleiß. Wie beispielsweise Fußpolster/Schaumstoffarmlehnen/Schaumstoffgriffe

Bitte bewahren Sie die entsprechenden Kaufbelege ordnungsgemäß auf.



**SAFE AGE**

CE



FR

**SAFE AGE**



**BÉQUILLE  
MÉDICALE AJUSTABLE**

**MANUEL D'UTILISATION**





Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.



Cette béquille est une aide à la marche, veuillez consulter un médecin ou un personnel médical compétent avant utilisation.

Veuillez utiliser ce produit correctement pour éviter les blessures accidentelles dues à une mauvaise utilisation.

## Méthode d'installation





**\*\*Utilisez directement après l'installation et la confirmation que la structure est stable.**

**Il est très important que la béquille soit correctement réglée. Consultez un spécialiste si vous avez le moindre doute.**

1. Déterminez la hauteur de la béquille en restant debout avec les bras détendus le long du corps.
2. Ajustez la béquille de manière à ce que la poignée soit à la hauteur du poignet.

### Comment calculer la longueur des béquilles :

Les personnes ayant le dos voûté doivent simplement se tenir debout avec le dos voûté.



Une fois que vous pensez que les béquilles sont à la bonne hauteur, vous pouvez faire un test rapide pour vérifier. Tenez-vous normalement et saisissez les poignées comme si vous utilisiez les béquilles. Regardez maintenant l'angle de votre coude. Votre coude devrait être plié quelque part entre 15 et 30 degrés.

## Précautions

1. Avant utilisation, vérifiez d'abord si tous les connecteurs sont bien connectés.
2. Éloignez le produit des sources de chaleur pour éviter toute déformation.
3. Lors de l'installation du produit, suivez strictement les instructions.
4. L'utilisation est strictement interdite si les composants du produit sont endommagés.
5. Veuillez utiliser sous surveillance.
6. Veuillez stocker dans un endroit sec.
7. Dans un environnement ventilé sans gaz corrosifs, à l'écart des sources de feu et des matériaux inflammables.
8. Transportez à température ambiante, évitez la pluie et l'exposition directe au soleil.



## Informations sur la garantie

Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits, afin que vous puissiez mieux profiter de nos produits et services de haute qualité. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions du produit ou contacter le vendeur.

Le personnel comprend les méthodes correctes d'utilisation et d'entretien.

- A. Si les dommages sont causés par une utilisation normale (et non par des facteurs humains), la période de garantie est à compter de la date d'achat. Deux ans, service à vie.
- B. Toute altération par le client sera invalide.
- C. Pendant la période de garantie, si le produit lui-même présente des problèmes de qualité et que les dommages ne sont pas causés par des facteurs humains, veuillez retourner le produit, ainsi que la facture/le reçu, au revendeur pour une réparation gratuite.

Les situations suivantes ne sont pas couvertes

## Remarque

Veuillez vous assurer de prendre pleinement en compte les avertissements suivants avant d'utiliser ce produit.

Consultez votre revendeur ou un professionnel de la santé pour éviter tout dommage physique ou matériel.

Utilisez-le correctement sous la supervision d'un médecin ou d'un thérapeute.

Si le coussinet pour membre est usé et inefficace, veuillez le remplacer à temps.

Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées ou glissantes.

Assurez-vous que tous les composants de fixation sont intacts et sécurisés.

Matériau principal : alliage d'aluminium, pieds en caoutchouc  
Charge maximale : 110 kg  
Distance d'ajustement : 84-94 cm

par la réparation gratuite.

Notre entreprise se réserve le droit de ne pas fournir de remboursements, d'échanges ou de réparations gratuites.

Service de garantie, mais un service de réparation peut être fourni (seuls les coûts des pièces de rechange seront facturés).

- Défaillance ou dommages causés par un manquement à l'installation selon les instructions ou une utilisation incorrecte.
- Le produit est démonté ou réparé par un personnel non autorisé de notre entreprise, entraînant une défaillance ou des dommages.
- Défaillance ou dommages causés par un cas de force majeure ou un comportement humain.
- Autres pannes ou dommages causés par des problèmes de matériaux ou de fabrication autres que le produit lui-même.
- Les pièces consommables dans les composants du produit sont soumises à une usure normale. Telles que les coussinets de pied/repose-bras en mousse/poignées en mousse

Veuillez conserver correctement les reçus d'achat liés.



**SAFE AGE**

CE